



Conveen Optima
macht mehr möglich.

Conveen

Conveen Optima – das etwas andere Kondom-Urinal von Coloplast.



Conveen Optima – diskret verwahrt in der Compact-Box (1), ausgepackt (2) und abgerollt (3).



Compact-Box



Einfache Anwendung



Auslaufsicher



Hoher Tragekomfort



Ausgewogener Kleber

Conveen Optima – macht mehr Bieten Sie Ihren Patienten mehr



Ausgewogener Kleber

Ausgewogener Kleber

Der Kleber kombiniert sichere Haftung und Hautfreundlichkeit in optimaler Weise.



Hoher Tragekomfort

Hoher Tragekomfort

Das dehnbare, atmungsfähige Material (Silikon) sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und perfekten Sitz.



Auslaufsicher

Auslaufsicher

Das auslaufsichere System bringt maximale Sicherheit.

AUSLAUFSICHERES SYSTEM DREIFACH-SCHUTZ



1 — Verstärkter Ring und Wellenprofil am Abflussstutzen für sicheren Beutelanschluss.

2 — Ziehharmonika-Knickschutz

3 — Flexibles Material



möglich. Freude am Leben.



Compact-Box

Raffinierte Verpackung für jede Tasche. Farbkodierung für schnelles Erkennen der Größe.



Diskrete Verpackung



Leicht zu öffnen

Doppelter Abrollstreifen



Einfache Anwendung

Der doppelte Abrollstreifen garantiert ein leichtes und gleichmäßiges Abrollen ohne Falten, auch mit Handschuhen.

Jeder möchte sich auf das Wesentliche im Leben konzentrieren und vor allem Freude am Leben haben. Deshalb haben wir **Conveen** Optima entwickelt.





Ideale Lösungen mit **Conveen Optima**

Die Handhabung von **Conveen Optima** ist leicht zu erlernen:

- Die richtige Größe des Kondom-Urinals wird mithilfe einer Messschablone ermittelt, die kostenfrei beim Coloplast Beratungs-Service bestellt werden kann.
- Für einen perfekten Sitz und sichere Haftung sind kurze Schamhaare von Vorteil.
- Das Anlegen des Kondom-Urinals funktioniert wie bei herkömmlichen Kondom-Urinalen. Dank des doppelten Abrollstreifens lässt sich das Kondom-Urinal auch mit Handschuhen einfach anlegen.



Für jeden das richtige Produkt

 Conveen Optima 8 cm-Schaft			 Conveen Optima 5 cm-Schaft		
Packungseinheit: 30 Stück Hilfsmittelverzeichnis-Nr. 15.25.04.7019			Packungseinheit: 30 Stück Hilfsmittelverzeichnis-Nr. 15.25.04.7019		
Durchmesser	Art.-Nr.	PZN	Durchmesser	Art.-Nr.	PZN
ø 25 mm	22025	2294313	ø 21 mm	22121	2326622
ø 30 mm	22030	2294342	ø 25 mm	22125	2326645
ø 35 mm	22035	2294365	ø 30 mm	22130	2326651
ø 40 mm	22040	2294388	ø 35 mm	22135	2334337

Deutschland

Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg
Tel.: 0 40 / 66 98 07-77
Fax: 0 40 / 66 98 07-48
www.coloplast.de
E-Mail: devks@coloplast.com

01 80 - COLOPLAST
Beratungs-Service für Deutschland,
0,06 € pro Anruf (aus d. dt. Festnetz)

Österreich

Coloplast Ges.m.b.H.
Thomas-Klestil-Platz 10
1030 Wien
Tel.: 01 / 7 07 57 51 0
Fax: 01 / 7 07 57 51 30
www.coloplast.at
E-Mail: atbestellung@coloplast.com

08 10 - 20 01 99

Beratungs-Service für Österreich,
zum Ortstarif

Schweiz

Coloplast AG
Euro-Business-Center
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz
Tel.: 041 799 79 79
Fax: 041 799 79 40
www.coloplast.ch
E-Mail: swissinfo@coloplast.com

041 - 799 79 79

Beratungs-Service für die Schweiz