

## Kleines Set, große Freiheit.

### → Einfach für Frauen

**SpeediCath Compact** ist nur 7 cm lang und damit optimal auf die weibliche Harnröhre abgestimmt.

### → Einfach praktisch

**SpeediCath Compact** ist nicht nur sofort einsatzbereit, sondern auch besonders leicht und sicher einzuführen.

### → Einfach kompakt

Freiheit zum Einstecken für Ihre Patientinnen: Katheter und Urinbeutel passen problemlos in jede Handtasche.

### → Einfach diskret

Ihrer Patientin zuliebe ist die Verpackung besonders schön und unauffällig gestaltet.

### → Einfach ideal für unterwegs

Schenken Sie Ihrer Patientin mit **SpeediBag Compact** noch mehr Unabhängigkeit für unterwegs.

### → Einfach zu entsorgen

Nach Gebrauch einfach Katheter in den Beutel drücken und zusammen entsorgen – fertig!

### → Einfach umweltbewusst

Die kompakte Verpackung sorgt für wenig Müll und ist selbstverständlich recyclingfähig.

### Wussten Sie schon ...?

Ihre Patientin vertraut Ihnen. Deshalb vertrauen Sie Ihrer Patientin nur die besonders sicheren und unbedenklichen **SpeediCath** Produkte an – denn die sind im Gegensatz zu vielen anderen Einmalkathetern frei von PVC und Phtalaten.


**SpeediCath Compact** und **SpeediBag Compact** sind das Traumpaar für Ihre Patientin: Sie bieten ihr mehr Freiheit und Spontanität für unterwegs.



## Bestellinformation


### SpeediCath Compact

Nelaton, Frauen/Mädchen

	Artikel-Nr.	Größe in CH	St./VE	PZN	HMV-Nr.
	28576	06	30	5004209	15.25.14.7039
	28578	08	30	4244816	15.25.14.7004
	28580	10	30	4244822	15.25.14.7004
	28582	12	30	4244986	15.25.14.7004
	28584	14	30	4245017	15.25.14.7004

### SpeediBag Compact

Urinbeutel für den Einmalgebrauch

	Artikel-Nr.	Volumen in ml	St./VE	PZN	HMV-Nr.
	28592	700	30	3723957	15.25.09.0006

Coloplast GmbH  
Postfach 70 03 40  
22003 Hamburg  
Tel. +49 40 669807-77  
Fax +49 40 669807-48  
www.coloplast.de  
devks@coloplast.com



## Für Ihre Patientin – Freiheit zum Mitnehmen



Doppelt kompakt – **SpeediCath Compact** Katheter und **SpeediBag Compact** Urinbeutel





Doppelte Freiheit, einfache Anwendung.

Die Unabhängigkeitserklärung für Ihre Patientin.

Mit **SpeediCath Compact** ist das Selbstkatheterisieren für Frauen ganz einfach geworden. Mit dem passenden **SpeediBag Compact** wird es jetzt sogar noch einfacher – damit Ihre Patientin ihr Leben frei und unbeschwert genießen kann.

**Mehr Freiheit kann so einfach sein.**

**SpeediCath Compact** hat Frauen, die sich selbst katheterisieren, ein großes Stück Freiheit geschenkt. Bieten Sie Ihren Patientinnen jetzt noch mehr Unabhängigkeit. Der **SpeediBag Compact** Urinbeutel ist genauso diskret, sicher und praktisch wie der Katheter.

**Weil die Frau von heute unabhängig sein will: SpeediCath Compact und SpeediBag Compact.**

Das System ist so groß wie ein Lippenstift und passt in jede Handtasche. Endlich können Ihre Patientinnen sich fast überall selbst katheterisieren.

**Nicht nur einfach, sondern auch sicher und diskret.**


Mit **SpeediCath Compact** und **SpeediBag Compact** können sich Ihre Patientinnen gleich dreifach sicher fühlen. Erstens: Der kurze Einmalkatheter ist mit nur 7 cm Länge speziell auf den weiblichen Körper abgestimmt. Zweitens: Der Katheter lässt sich ganz einfach herausziehen und ist sofort gebrauchsfertig. Das Risiko, unsterile Bereiche zu berühren oder eine Harnwegsinfektion zu bekommen, wird dadurch gesenkt. Drittens: Der **SpeediBag Compact** Urinbeutel ist ganz einfach zu entleeren und sehr diskret zu entsorgen – und das sogar umweltbewusst.

**SpeediCath Compact** hat alles, was Frauen wünschen.

Der **SpeediCath Compact** erfüllt alle Ansprüche, die Ihre Patientinnen an einen Einmalkatheter stellen. Er ist diskret – mit nur 7 cm Länge passt er perfekt in jede Handtasche. Er ist komfortabel – seine Länge und die gleitfähige Oberfläche ermöglichen eine äußerst sanfte Anwendung. Er ist sicher – durch die Einbettung in eine sterile Kochsalzlösung wird das Infektionsrisiko gesenkt. Und er ist praktisch – einfach Hülle aufdrehen, Katheter rausziehen und anwenden.

Alle Vorteile auf einen Blick.

- Der Katheter ist in eine sterile Kochsalzlösung eingebettet und sofort einsatzbereit.
- Besonders kurzer, auf die weibliche Harnröhre abgestimmter Katheter – dies erleichtert das Einführen in den Harnröhreingang.
- **SpeediCath Compact** ist kaum größer als ein Lippenstift und unauffällig verpackt – und somit sehr diskret.
- Der große Griff verringert das Risiko, dass der Katheter mit den Fingern berührt wird und so Bakterien in die Harnröhre gelangen.
- Da die Katheterbeschichtung erst zum Schluss aufgetragen wird, entsteht ein perfekter Übergang zwischen den besonders sanften Augen und der Katheteroberfläche.
- Die besonders gleitfähige Oberfläche und die beschichteten Augen vermeiden, dass die Harnröhre verletzt wird.



Das passt: **SpeediCath Compact** und **SpeediBag Compact**



**SpeediBag Compact** macht es Ihrer Patientin leicht.



- SpeediCath Compact** wird mit dem Auslass voran in den Beutelhals eingeführt, bis man einen kleinen Widerstand spürt. Danach wird der Katheter wie gewohnt geöffnet.
- Der Urinbeutel sollte gerade gehalten werden, damit der Urin ungehindert fließen kann.
- Nach dem Katheterisieren kann der Katheter mit Hilfe des Verpackungsröhrchens vollständig in den Beutel geschoben werden.
- Zum Verschließen des Beutels können die beiden Ösen am Beutelhals aufgetrennt und die beiden Laschen miteinander verknüpft werden. So ist der Beutel doppelt gesichert.
- Zum Entleeren wird die Lasche unter dem Beutelhals an der rechten Seite aufgetrennt. Beutel und Katheter können im Hausmüll entsorgt werden.