


Gebogene Olivspitze, Katheter aus Neoplex

mit 2 Augen



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Tiemann	ADN506	40	06	5	487054
	ADN508	40	08	5	487060
	ADN510	40	10	5	487077
	ADN512	40	12	5	487083
	ADN514	40	14	5	487108
	ADN516	40	16	5	487114
	ADN518	40	18	5	487120
	ADN520	40	20	5	487137
	ADN522	40	22	5	487143
	ADN524	40	24	5	487166

Dauerkatheter mit Ballon



- 70 Folsil Katheter
- 73 Latex Katheter (silikonbeschichtet)
- 74 Latex Katheter (halbsteif)
- 75 Neoplex Katheter
- 75 PVC Katheter
- 75 Pädiatrische Katheter

Für die transurethrale Harndauerableitung

Neben Silikonkathetern für die transurethrale Langzeitdrainage, bieten wir auch Katheter aus Latex, halbsteifen Latex, Neoplex und PVC für die Kurzzeitdrainage an.

Folsil Ballonkatheter aus Silikon, für Männer

Ballonvolumen 5–10 ml, mit Röntgenkontraststreifen und Luer-Ventil




Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA6112	43	12	5	151963
	AA6114	43	14	5	151986
	AA6116	43	16	5	151992
	AA6118	43	18	5	152000
	AA6120	43	20	5	152017
	AA6122	43	22	5	152023
	AA6124	43	24	5	152046
	AA6126	43	26	5	

Ballonvolumen 30 ml, mit Röntgenkontraststreifen und Luer-Ventil



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA6C18	43	18	5	151928
	AA6C20	43	20	5	151934
	AA6C22	43	22	5	151940
	AA6C24	43	24	5	151957

Ballonvolumen 5–15 ml, mit Luer-Ventil



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Tiemann	AA6312	41	12	5	151615
	AA6314	41	14	5	151621
	AA6316	41	16	5	151638
	AA6318	41	18	5	151644
	AA6320	41	20	5	151650
	AA6322	41	22	5	151667
	AA6324	41	24	5	151673

Folsil Ballonkatheter aus Silikon, offene Spitze, für Männer

Ballonvolumen 5–15 ml, mit Röntgenkontraststreifen und Luer-Ventil, Katheter über Führungsdraht platzierbar.



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton, offene Spitze	AA6412	41	12	5	151696
	AA6414	41	14	5	151704
	AA6416	41	16	5	151710
	AA6418	41	18	5	151727
	AA6420	41	20	5	151733
	AA6422	41	22	5	151756
	AA6424	41	24	5	151762

Folsil Ballonkatheter aus Silikon, offene Spitze, für Frauen


Ballonvolumen 5–15 ml, mit Röntgenkontraststreifen und Luer-Ventil, Katheter über Führungsdraht platzierbar.



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton, offene Spitze	AA6512	25	12	5	151779
	AA6514	25	14	5	151785
	AA6516	25	16	5	151791
	AA6518	25	18	5	151816
	AA6520	25	20	5	151822
	AA6522	25	22	5	151839
	AA6524	25	24	5	151845

Folysil Ballonkatheter aus Silikon, 12 Längsrillen, für Männer


Ballonvolumen 5–15 ml, mit Röntgenkontraststreifen



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA6612	41	12	5	151851
	AA6614	41	14	5	151868
	AA6616	41	16	5	151874
	AA6618	41	18	5	151880
	AA6620	41	20	5	151897
	AA6622	41	22	5	151905
	AA6624	41	24	5	151911

Folysil Ballonkatheter aus Silikon, mit 10-ml-Blockerspitze, für Männer


Ballonvolumen 10 ml, mit Luer-Ventil



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA8112	42	12	5	
	AA8114	42	14	5	
	AA8116	42	16	5	
	AA8118	42	18	5	
	AA8120	42	20	5	
	AA8122	42	22	5	
	AA8124	42	24	5	

Folysil Ballonkatheter aus Silikon, mit 10-ml-Blockerspitze, für Frauen


Ballonvolumen 10 ml, mit Luer-Ventil



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA8512	22	12	5	
	AA8514	22	14	5	
	AA8516	22	16	5	
	AA8518	22	18	5	

Folysil Ballonkatheter aus rigidem Silikon, für Männer


Ballonvolumen 5–15 ml, mit Röntgenkontraststreifen und Luer-Ventil



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
gebogene Olivspitze	AA9312	42	12	5	
	AA9314	42	14	5	
	AA9316	42	16	5	
	AA9318	42	18	5	
	AA9320	42	20	5	
	AA9322	42	22	5	
	AA9324	42	24	5	


Ballonkatheter aus weichem Latex, für Männer

Ballonvolumen 15 ml, mit Luer-Ventil




Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA1412	42	12	10	151153
	AA1414	42	14	10	151199
	AA1416	42	16	10	151207
	AA1418	42	18	10	151236
	AA1420	42	20	10	151242
	AA1422	42	22	10	1357158
	AA1424	42	24	10	1357164
	AA1426	42	26	10	
	AA1428	42	28	10	
	AA1430	42	30	10	

Ballonvolumen 15 ml, mit Luer-Ventil




Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Tiemann	AA1612	42	12	10	151265
	AA1614	42	14	10	151271
	AA1616	42	16	10	151288
	AA1618	42	18	10	151294
	AA1620	42	20	10	151360
	AA1622	42	22	10	
	AA1624	42	24	10	

Ballonvolumen 30 ml, mit Luer-Ventil



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA1B12	42	12	10	151377
	AA1B14	42	14	10	151383
	AA1B16	42	16	10	151408
	AA1B18	42	18	10	151414
	AA1B20	42	20	10	151420
	AA1B22	42	22	10	151443
	AA1B24	42	24	10	151466
	AA1B26	42	26	10	151489
	AA1B28	42	28	10	151495
	AA1B30	42	30	10	151503

Ballonvolumen 15 ml, mit Gummi-Ventil



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA1512	42	12	10	494717
	AA1514	42	14	10	495556
	AA1516	42	16	10	495579
	AA1518	42	18	10	495622
	AA1520	42	20	10	497041
	AA1522	42	22	10	498129
	AA1524	42	24	10	498141
	AA1526	42	26	10	
	AA1528	42	28	10	
	AA1530	42	30	10	

Ballonkatheter aus weichem Latex, für Männer

Ballonvolumen 15 ml, 3-lumig, mit Luer-Ventil

Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA3916	42	16	10	
	AA3918	42	18	10	
	AA3920	42	20	10	
	AA3922	42	22	10	
	AA3924	42	24	10	

Ballonkatheter aus weichem Latex, für Frauen

Ballonvolumen 15 ml, mit Luer-Ventil

Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA3112	22	12	10	151526
	AA3114	22	14	10	151532
	AA3116	22	16	10	151549
	AA3118	22	18	10	151555
	AA3120	22	20	10	151561

Ballonkatheter aus halbsteifem Latex, für Männer

Ballonvolumen 15 ml, mit Luer-Ventil

Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA3612	43	12	10	
	AA3614	43	14	10	
	AA3616	43	16	10	
	AA3618	43	18	10	
	AA3620	43	20	10	
	AA3622	43	22	10	
	AA3624	43	24	10	

Ballonvolumen 15 ml, mit Luer-Ventil

Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Mercier	AA3812	42	12	10	543746
	AA3814	42	14	10	543752
	AA3816	42	16	10	543769
	AA3818	42	18	10	543775
	AA3820	42	20	10	543798
	AA3822	42	22	10	543806

Ballonvolumen 30 ml, 3-lumig, mit Luer-Ventil

Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA3A16	43	16	10	
	AA3A18	43	18	10	
	AA3A20	43	20	10	
	AA3A22	43	22	10	
	AA3A24	43	24	10	

Ballonkatheter aus Neoplex, für Männer

Ballonvolumen 15 ml, mit Röntgenkontraststreifen

Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Tiemann	AA5712	43	12	5	1357661
	AA5714	43	14	5	1357678
	AA5716	43	16	5	1357684
	AA5718	43	18	5	1357690
	AA5720	43	20	5	1357709
	AA5722	43	22	5	1357715
	AA5724	43	24	5	1357721

Ballonkatheter aus PVC, für Männer

Ballonvolumen 15 ml, mit Luer-Ventil

Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Mercier	AA4814	43	14	10	
	AA4816	43	16	10	
	AA4818	43	18	10	
	AA4820	43	20	10	
	AA4822	43	22	10	

Pädiatrische Folatex Ballonkatheter aus silikonbeschichtetem Latex

Ballonvolumen 5 ml

Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AP1408	29	08	10	
	AP1410	30	10	10	


Pädiatrische Ballonkatheter aus weichem Latex

Ballonvolumen 5 ml, mit Luer-Ventil

Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA3208	30	08	10	
	AA3210	30	10	10	

Pädiatrische Ballonkatheter aus halbsteifem Latex

Ballonvolumen 15 ml, mit Luer-Ventil



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Mercier	AA3810	42	10	10	


Pädiatrische Folysil Ballonkatheter aus Silikon

Ballonvolumen 1,5–3 ml, mit Röntgenkontraststreifen und Luer-Ventil



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA6106	30	06	5	151584
	AA6108	30	08	5	151590
	AA6110	30	10	5	151609


Ballonvolumen 3 ml, für Kinder



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Tiemann	AA6308	30	08	5	152052
	AA6310	30	10	5	152069

Pädiatrische Folysil Ballonkatheter aus Silikon, offene Spitze

Ballonvolumen 1,5–3 ml, mit Röntgenkontraststreifen und Luer-Ventil, Katheter über Führungsdraht platzierbar.



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA6406	35	06	5	152075
	AA6408	35	08	5	152081
	AA6410	35	10	5	152098

Pädiatrische Folysil Ballonkatheter aus Silikon, mit 5-ml-Blockerspitze

Ballonvolumen 5 ml, mit Luer-Ventil



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AP8106	29	06	5	
	AP8108	29	08	5	
	AP8110	29	10	5	

Pädiatrischer Ballonkatheter aus Neoplex

Ballonvolumen 3 ml



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Tiemann	AA5708	30	08	5	
	AA5710	30	10	5	

Urethradilatatoren



77 Bougies

79 Philips-Bougies (metrisches Gewinde)

Katheter für eine progressive Stenosenaufweitung

Urethradilatatoren stehen Ihnen in verschiedenen Materialien, Charrieregrößen und Längen zur Verfügung.

Bougie aus Neoplex

Zur Aufweitung von Stenosen in der Harnröhre oder zur Aufweitung des Meatus vor einer Endoskopie (Harnröhrendilatation).



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
gerade Olivspitze	AG5306	34	06	1	
	AG5307	34	07	1	
	AG5308	34	08	1	
	AG5309	34	09	1	
	AG5310	34	10	1	
	AG5312	34	12	1	
	AG5314	34	14	1	
	AG5316	34	16	1	
	AG5318	34	18	1	
	AG5320	34	20	1	
	AG5322	34	22	1	
	AG5324	34	24	1	
	AG5326	34	26	1	
AG5328	34	28	1		
AG5330	34	30	1		

Zur Aufweitung von Stenosen in der Harnröhre oder zur Aufweitung des Meatus vor einer Endoskopie (Kalibrierung von Stenosen).



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
gerade Olivspitze	AG5003	30	03	1	
	AG5004	30	04	1	
	AG5005	30	05	1	
	AG5006	30	06	1	
	AG5007	30	07	1	