

A hand is holding a blue catheter set. The set includes a blue connector at the top, a clear, flexible, segmented tube that is coiled, and a clear plastic collection bag at the bottom. The bag has some markings, including the number '100' and a small blue logo. The background is dark.

NEU

Ganz ehrlich:

Einen Katheter zu nutzen,
sollte sanft, einfach und
hygienisch sein – überall.

SpeediCath® Flex Set
designed for you

JETZT NEU

SpeediCath® Flex Set



Für das Anleitungsvideo des SpeediCath®
Flex Set – einfach QR-Code scannen oder
nutzen Sie de.coloplast.ch/scfs-video

Der Anwender im Mittelpunkt

Ihre Bedürfnisse ganzheitlich berücksichtigt.



Ihre Blasengesundheit

Wenn Sie sich durchschnittlich sechs Mal am Tag¹ katheterisieren, ist es äusserst wichtig einen Katheter zu nutzen, der besonders sanft ist. So können Reibungen beim Ein- und Ausführen minimiert werden.



Ihre Fähigkeit zum ISK*

Die Fingerfertigkeit und Körperform sind von Mensch zu Mensch verschieden. Daher sollte ein Katheter einfach zu handhaben und das Katheterisieren leicht zu erlernen sein.

*Intermittierender Selbstkatheterismus




Ihr mentales Wohlbefinden

Die Sorge vor Harnwegsinfekten kann sich negativ auf Ihr mentales Wohlbefinden auswirken. Aus diesem Grund sollte ein Katheter so hygienisch wie möglich anzuwenden sein.



Ihr Lifestyle

Der ISK hat das Ziel, Ihr Leben leichter zu machen. Deshalb sollte sich ein Katheter jedem Lifestyle anpassen können, um eine hygienische Katheterisierung zu ermöglichen – überall, ob zuhause oder unterwegs.



Flexibel, sanft und gleitfähig

Flexible Kugelspitze

Für anatomische Herausforderungen und sanftes Navigieren.

Triple Action

Coating Technology

Die hydrophile Beschichtung bleibt stets gleitfähig und befeuchtet.

Weicher Katheter

Ermöglicht sanftes Ein- und Ausführen in die Harnröhre.



Intuitiv und einfach zu handhaben

Leicht lesbare Skala

Aufgedruckte Messskala erlaubt die einfache Bestimmung der Urinmenge.

Aufreisshilfe zum Entleeren

Ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen und Entleeren des Beutels.

Integrierte Haltetaschen

Bieten sicheren Halt während der Anwendung.




Triple Action
Coating Technology™


○ Integrierte
Haltelaschen

Leicht lesbare Skala ○

○ Aussen trockener
Urinbeutel mit
1.000 ml Volumen

○
Aufreisshilfe zum
Entleeren





○ Schutzkappe

○ Flexible Kugelspitze

Elastischer Griff ○

○ Aussen trockene Schutzfolie

Rückfluss-
sperre ○

Ablauf mit
Knickverschluss ○

○ Triple Action
Coating Technology

Weicher Katheter ○



Für eine *hygienische* ISK-Routine

Elastischer Griff

Für ein einfaches, berührungsfreies und kontrolliertes Einführen.

Aussen trockene Schutzfolie

Erlaubt es den Katheter überall anzufassen und schützt vor Kontamination.

Ablauf mit Knickverschluss

Ein einfacher Knick lässt die Flüssigkeit tropfsicher in den Beutel laufen.



Überall diskret einsetzbar

Diskretes Design

Kompakte und diskrete Verpackung erleichtert den Einsatz im Alltag.

Schutzkappe

Schützt vor Kontamination und ermöglicht tropfsicheres Wiederverschliessen.

Aussen trockener Urinbeutel

Mit Rückflusssperre und bis zu 1.000 ml Fassungsvermögen.

»Man kann das SpeediCath® Flex Set überall verwenden, ohne sich Sorgen machen zu müssen.«

Kristian, SpeediCath® Flex Set Anwender



Melden Sie sich gern bei uns, falls Sie Rückfragen haben, weitere Informationen benötigen oder unentgeltliche Produktmuster anfordern möchten.



Kostenfreies ServiceTelefon
0800 777 070



Im Internet
de.coloplast.ch/sc-flex-set



Per Mail
consumercare@coloplast.com



Jetzt das neue
SpeediCath® Flex Set
testen!

Ostomy Care / Continance Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

220N CMS 421 D / PM-20970

Coloplast AG, Euro-Business-Center, Blegistrasse 1, CH-6343 Rotkreuz, Tel. +41 41 799 79 79, swissinfo@coloplast.com
www.coloplast.ch The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2022-04. All rights reserved Coloplast A/S

 **Coloplast**