



Ganz sicher. Mit Brava®

Die hochwertige Pflegeschutzserie von Coloplast

Brava®

Was ist das Richtige für Sie?



Brava® – die hochwertige Pflegeschutzserie

Die hochwertige Pflegeschutzserie von Coloplast steht für höchste Qualität und grosse Zuverlässigkeit. Für die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Stomaträgers können aus dem vielseitigen Sortiment die optimalen Produkte ausgewählt werden.

Die Brava® Produkte zeichnen sich durch ihr benutzerfreundliches Design und ihre unkomplizierte Handhabung aus. Sie schützen die stomaumgebende Haut und pflegen sie bestmöglich. Alle Produkte der Brava® Pflegeschutzserie sind besonders hautfreundlich und enthalten keinen Alkohol. Sie sorgen für einen guten Sitz der Stomaversorgung und vermindern so Leckagen.


Brava® Produkte wurden dafür entwickelt, den wichtigsten Herausforderungen in der Stomaver-sorgung optimal zu begegnen.

- › Pflege und Schutz der Haut
- › Anpassung der Versorgung und Reduzierung von Leckagen
- › Vereinfachung der Wechselroutine

*Stomaträger und Anwender können sich gewiss sein:
Sie sind sicher versorgt.*



Einfach Gewissheit haben – mit Brava®



Brava® Modellierbarer Hautschutzring Plus

Zweifacher Schutz – einfache Anwendung

Der **Brava® Modellierbare Hautschutzring Plus** bietet auch anspruchsvoller Haut sicheren Schutz durch eine einfache und sichere Abdichtung des Stomas gegen Leckagen. Der Ring hat dank seiner besonderen Rezeptur ein ideales Verhältnis des Absorptionsvermögens zur Beständigkeit.

Schutz vor Leckagen

Durch die hohe Beständigkeit des Hautschutzrings bleibt er auch bei Kontakt mit aggressiven Ausscheidungen intakt und behält seine Form.

Schützt die Haut

Auf Grund seiner Rezeptur kann der Ring viel Feuchtigkeit absorbieren.

Einfache Anwendung

Der Hautschutzring lässt sich einfach für die gewünschte Passform modellieren oder dehnen und in der Regel mit weniger Rückständen zusammen mit der Stomaversorgung wieder ablösen.



Brava® Hautschutzring Convex

Individuelle Konvexität für zusätzlichen Schutz

Da manche Stomata zusätzliche Unterstützung brauchen, haben wir den **Brava® Hautschutzring Convex** entwickelt. Er ist abgestimmt auf Menschen mit Stomata auf oder unter Hautniveau. Er schützt die Haut und hilft, Leckagen zu verhindern – für ein aktives, gesundes Leben.

Haftfläche des Hautschutzrings

- › Haftet sicher und gleicht Unebenheiten aus
- › Sanft zur Haut

Bekannter Hautschutz von SenSura® Mio


- › Beständig auch bei aggressiven Ausscheidungen
- › Hohe Flexibilität gewährleistet dichten Schutz bei Bewegungen des Körpers

Entwickelt für passgenauen Sitz

- › Stark abfallende Ränder, um Konvexität für den peristomalen Bereich zu bieten
- › Dünne Aussenränder passen sich der Stomaform ideal an

Leicht formbar

- › Individuell rund oder oval formbar, um sich der Stomaform anzupassen
- › Behält anschliessend seine Form bei



Brava® Pflasterentferner

Einfaches Entfernen von Haftmaterialien von der Haut

Der Brava® Pflasterentferner kann zum Ablösen von auf der Haut haftenden Materialien in der Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung eingesetzt werden. Das hautfreundliche silikonbasierte Spray sorgt für eine sanfte und schonende Auflösung der Haftungsverbindung, sodass sich die Materialien einfach ablösen lassen.



Einfaches Ablösen von medizinischen Haftmaterialien

- › Zur Vermeidung von Traumata durch Reizungen beim Versorgungswechsel
- › Zur Erhaltung der Hautgesundheit



Einfache und hautfreundliche Anwendung

- › Brennt nicht auf der Haut – enthält keinen Alkohol
- › Hautfreundlich – der silikonbasierte Inhalt sorgt für schonendes Ablösen
- › Trocknet in Sekunden – beeinträchtigt die Haftung der folgenden Versorgungen nicht
- › Anwendung aus allen Richtungen: Das Spray lässt sich auch über Kopf sprühen

Tests haben gezeigt

89 % 

weniger Zugkraft auf der Haut
beim Ablösen der Versorgung*



Die Schutzfunktion der
Haut bleibt erhalten.



Brava® Pflasterentferner –
als Spray oder Tuch erhältlich.



* Getestet wurden die Basisplatten Alterna®/Assura®, SenSura® und SenSura® Mio. Die Ergebnisse stammen aus Untersuchungen, die von Coloplast nicht veröffentlicht wurden: Coloplast Lab Report. 2020. Data-on-file. VV-0286564.

Brava® Elastische Fixierstreifen

Für zusätzlichen Halt



Die Brava® Elastischen Fixierstreifen unterstützen, wenn die Stomaversorgung allein für einen sicheren Halt nicht ausreicht. Die Fixierstreifen bestehen aus einem hautfreundlichen und elastischen Material mit BodyFit Technology®, das den Körperbewegungen folgt.

Produktvorteile



Unterstützung bei einem aktiven Lebensstil

- › Absorbiert Feuchtigkeit und Schweiß
- › Bleibt auch bei körperlichen Aktivitäten wie Sport elastisch
- › Bietet mehr Sicherheit für Anwender, die zusätzliche Haftungsunterstützung z. B. in intimen Momenten oder im Alltag benötigen



Hält die Versorgung an ihrem Platz

- › Verhindert ein Aufrollen der Ränder der Basisplatte
- › Ermöglicht eine zusätzliche Fixierung der Versorgung – ein Aufbringen von Pflastern ist überflüssig
- › Unterstützt, wenn die Haftfläche der Versorgung allein nicht ausreicht



Flexibel in der Anwendung

- › Ermöglicht einen bedarfsgerechten Einsatz; es können zwei oder auch mehr Fixierstreifen eingesetzt werden

Formen- und Grössenvielfalt – für individuelle Ansprüche



Brava® Elastischer Fixierstreifen U

Der klassische Fixierstreifen für mehr Sicherheit und zusätzlichen Halt.



Brava® Elastischer Fixierstreifen Y

Die Flügel bieten zusätzlichen Halt an den Seiten. Geeignet zur Anwendung unter Stomagürteln, um Druckstellen zu vermeiden.



Brava® Elastischer Fixierstreifen I

Für quadratische Stomaversorgungen.



Brava® Elastischer Fixierstreifen XL

Bietet eine extragrosse zusätzliche Haftfläche. Gut geeignet bei Adipositas, bei Hernien oder für SenSura® Mio Concave Versorgungen.

Die Haut schützen

Brava® Hautschutz

Besonders hautfreundlicher Schutzfilm

- › Zur Vorbeugung gegen und Linderung von Hautproblemen
- › Bildet einen atmungsaktiven dünnen Schutzfilm
- › Schützt vor Hautreizungen, verursacht durch den Kontakt mit Stomaausscheidungen oder Haftmaterialien
- › Die Rezeptur auf Silikonbasis ist besonders hautfreundlich und brennt nicht
- › Der Film löst sich nach jedem Versorgungswechsel mit ab, so dass keine übereinanderliegenden Schichten entstehen können
- › Als Spray oder Tuch erhältlich



Brava® Hautschutzcreme

Feuchtigkeitsspendende Pflege und Schutz für irritierte Haut

- › Linderung von Hautproblemen bei trockener oder wundter Haut
- › Bildet eine schützende Schicht auf der Haut, zur Vermeidung von Hautirritationen und Reizungen
- › Äussere Einflüsse perlen an der schützenden Schicht ab
- › Spendet Feuchtigkeit, mit Olivenextrakten
- › Sehr ergiebig
- › Beeinträchtigt die Haftung der Stomaversorgung nicht

Brava® Hautschutzplatte

Die Hautschutzplatte bietet durch ihr hohes Absorptionsvermögen einen erhöhten Schutz bei feuchten Stomaumgebungen und hilft so, Hautmazerationen vorzubeugen

- › Besteht aus sehr hautfreundlichem Material, das bei nässender Haut viel Feuchtigkeit aufnehmen kann
- › Die Oberfläche ist zum Aufbringen von Stomaversorgungen geeignet
- › Kann bedarfsgerecht zugeschnitten werden
- › In zwei Grössen erhältlich



Brava® Hydrokolloid-Puder

Hält die peristomale Haut trocken und verringert dadurch das Risiko von Hautirritationen

- › Bietet gezielte Feuchtigkeitsabsorption
- › Beugt Hautirritationen vor und hält die Haut trocken

Die Versorgung individuell anpassen



Brava® Modellierstreifen

Hautfreundliches Abdichten von Versorgung und Stoma und zum Ausgleichen von Unebenheiten, Falten und Vertiefungen in der Stomaumgebung

- › Lässt sich nach Bedarf in die gewünschte Form modellieren (Ring, Streifen etc.)
- › Kann auf die Basisplatte oder direkt auf die Haut aufgebracht werden
- › Alkoholfrei und daher besonders hautfreundlich
- › Ist individuell dosierbar und kann in Teilen verwendet werden
- › Trocknet in der Blisterverpackung nicht aus

Brava® Alkoholfreie Paste

Besonders hautfreundliches und sicheres Abdichten von Versorgung und Stoma und zum Ausgleichen von Unebenheiten in der Stomaumgebung

- › Zum individuellen Ausgleichen und Abdichten
- › Sehr beständig, löst sich auch bei aggressiver Ausscheidung nicht auf
- › Behält die Konsistenz auch nach dem Auftragen
- › Alkoholfrei und daher besonders hautfreundlich



Brava® Gürtel

Hält die Stomaversorgung diskret an der richtigen Stelle und bietet zusätzliche Sicherheit

- › Zusätzliche Fixierung der Versorgung, insbesondere bei schwierigen Körperformen
- › Diskrete lichtgraue Farbgebung, ist auch unter heller Kleidung nicht sichtbar
- › Ist auf individuelle Körperumfänge einstellbar
- › Aus weichem, angenehmem Material – für hohen Tragekomfort
- › Für SenSura® Mio mit vier Befestigungspunkten
- › Für Assura® und SenSura® mit zwei Befestigungspunkten
- › Jeweils in zwei Längen erhältlich



Brava® Stoma Bandage

Die Brava® Stoma Bandage kann zur Vorbeugung gegen parastomale Hernien beitragen und für zusätzlichen Halt sorgen

- › Hautfreundliches und atmungsaktives Material, mit integriertem Handschuhverschluss für einfaches Verschliessen und Öffnen
- › Angenehmes Tragegefühl und gleichzeitige Stabilität
- › Bei Bedarf kann eine Öffnung für die Stomaversorgung einfach per Zugschnitt an der Bandage vorgenommen werden
- › Bei bis zu 40 Grad in der Waschmaschine waschbar



Den Versorgungswechsel optimieren

Brava® Hautreinigungstücher

Sanfte Reinigung und Pflege, speziell für die stoma-umgebende Haut

- › Enthält Provitamin B5
- › Enthält keine ölhaltigen Rückstände und beeinträchtigt die Haftung der Versorgung nicht
- › Im wiederverschliessbaren Softpack erhältlich
- › Praktisch für unterwegs und für eine komfortable Reinigung zu Hause



Brava® Deodorierendes Gleitmittel

Das Gleitmittel benetzt die Innenseiten der Beutelfolien und macht sie gleitfähig, sodass ein Aneinanderhaften der Beutelfolien verhindert wird

- › Die Ausscheidungen gleiten direkt in den unteren Teil des Beutels, zur leichteren Beutelentleerung
- › Neutralisiert unangenehme Gerüche bei der Beutelentleerung
- › Erhältlich in einer ergiebigen Flasche oder in praktischen Einzelportionen für unterwegs



Sortimentsübersicht

Die Versorgung individuell anpassen

Brava® Modellierbarer Hautschuttring Plus



Artikel-Nr.	Stärke in mm	Lochgrösse Ring ø	St./VE	Pharmacode
120351	2,5	18 mm 48 mm	10	6684554
120371	2,5	27 mm 57 mm	10	6684560
120391	2,5	34 mm 64 mm	10	6684577
120451	4,2	18 mm 48 mm	10	6684583
120471	4,2	27 mm 57 mm	10	6684608
120491	4,2	34 mm 64 mm	10	6684614

Brava® Hautschuttring Convex



Artikel-Nr.	Stärke in mm	Lochgrösse Ring ø	St./VE	Pharmacode
120901	8,2	20 mm 60 mm	10	7811970
120911	8,2	25 mm 65 mm	10	7811971
120921	8,2	30 mm 70 mm	10	7811972
120931	8,2	35 mm 75 mm	10	7811973
120941	8,2	40 mm 80 mm	10	7811974
120951	8,2	45 mm 85 mm	10	7811975

Brava® Modellierbarer Ring



Artikel-Nr.	Stärke in mm	Lochgrösse Ring ø	St./VE	Pharmacode
120307	2,0	18 mm 48 mm	30	5329236
120427	4,2	18 mm 48 mm	30	5329242

Brava® Modellierstreifen



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in g	St./VE	Pharmacode
026555	Streifen	je 6	10	6980755

Brava® Elastischer Fixierstreifen



Artikel-Nr.	Produkt	St./VE	Pharmacode
120700	U	20	5329213
120720	Y	20	6076010
120740	I	20	6076027
120760	XL	20	7558076

Brava® Alkoholfreie Paste



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in g	St./VE	Pharmacode
120500	Tube	60	01	5334071

Brava® Gürtel

Passend für SenSura® Mio, elastisches Material, mit vier Befestigungspunkten



Artikel-Nr.	Grösse in cm	St./VE	Pharmacode
004230	100 (Standard)	01	5773497
004240	155 (XXL)	01	5773480

Passend für SenSura® und Assura®, elastisches Material, mit zwei Befestigungspunkten



Artikel-Nr.	Grösse in cm	St./VE	Pharmacode
004215	100	01	6980749
004220	135	01	5329265

Brava® Stomabandage



Artikel-Nr.	Grösse	Bauchumfang in cm	St./VE	Pharmacode
120030	S	74–82	01	7781705
120040	M	78–90	01	7781706
120050	L	86–98	01	7781707
120060	XL	94–106	01	7781708
120070	2XL	102–116	01	7781709
120080	3XL	112–130	01	7781710
120090	4XL	126–148	01	7781711

Die Haut pflegen und schützen

Brava® Hautschutz-Spray und -Tücher Alkoholfrei



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in ml	St./VE	Pharmacode
120205	Spray	50	01	5329271
120215	Tücher	—	30	5329288

Brava® Hautschutzcreme Mit Olivenextrakt



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in ml	St./VE	Pharmacode
120005	Tube	60	01	5329259

Brava® Hautschutzplatte Aus CURAGARD®



Artikel-Nr.	Grösse in cm	St./VE	Pharmacode
032105	10 × 10	10	6980732

Brava® Puder



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in g	St./VE	Pharmacode
019075	Flasche	25	01	5329294

Erfahren Sie mehr über unsere
Brava® Hautschutz- und Hautpflegeprodukte
unter www.coloplast.ch

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

220N CMS 201 D / PM-13911

Coloplast AG, Euro-Business-Center, Blegistrasse 1, CH-6343 Rotkreuz, Tel. +41 41 79979-79, Fax +41 41 79979-40, swissinfo@coloplast.com
www.coloplast.ch The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2022-02. All rights reserved Coloplast A/S

Den Versorgungswechsel optimieren

Brava® Pflasterentferner-Spray und -Tücher Alkoholfrei



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in ml	St./VE	Pharmacode
120105	Spray	50	01	5614698
120115 ¹	Tücher	—	30	7824306

Brava® Hautreinigungstücher

1 Bestelleinheit = 3 Softpacks; 1 Softpack = 15 Tücher



Artikel-Nr.	Produkt	St./VE	Pharmacode
120800	Tücher	45	6572393

Brava® Deodorierendes Gleitmittel



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in ml	St./VE	Pharmacode
120600	Sachet	7,5	20	5329207
120610	Flasche	240	01	5329199

¹ verfügbar ab Frühjahr 2022