

En toute sécurité. Avec Brava®

Des produits de soins de première qualité avec Coloplast

Brava®



Quel produit vous convient ?



Brava® – les produits de soins de première qualité

La gamme protectrice premium de Coloplast est synonyme de qualité et de grande fiabilité. Pour répondre aux besoins individuels de chaque porteur de stomie, le vaste assortiment permet de choisir les produits optimaux.

Les produits Brava® se caractérisent par leur conception pratique et leur simplicité de maniement. Ils protègent la peau péristomiale et en prennent soin du mieux possible. Tous les produits de protection cutanée Brava® préservent la peau et ne contiennent pas d'alcool. Ils facilitent un bon positionnement du dispositif stomial et réduisent ainsi les fuites.


Les produits Brava® sont conçus pour répondre aux principaux défis que pose le soin des stomies.

- › Soins et protection cutanée
- › Ajustement de la protection cutanée et réduction des fuites
- › Simplification du remplacement

Les porteurs de stomie et les utilisateurs peuvent être sûrs qu'ils bénéficient des meilleurs soins possibles.



La certitude – avec Brava®



Anneau de protection modelable Brava® Plus

Double protection – simple application

L'anneau de *protection cutanée modelable Brava® Plus* offre une protection sûre même aux peaux les plus exigeantes grâce à une étanchéité simple et sûre de la stomie contre les fuites. Grâce à sa formule spéciale, l'anneau présente un rapport idéal entre la capacité d'absorption et la résistance.

Protection contre les fuites

Grâce à sa grande résistance, l'anneau de protection cutanée reste intact même en cas de contact avec des effluents agressifs et conserve sa forme.

Préserve la peau

En raison de sa formule, l'anneau peut absorber beaucoup d'humidité.

Simple application

L'anneau de protection cutanée peut facilement se modeler pour obtenir la forme souhaitée ou s'étirer et se retirer avec le dispositif stomial en laissant moins de résidus.



Anneau de protection Brava® Convex

Convexité individuelle pour une protection supplémentaire

Comme certaines stomies nécessitent un soutien supplémentaire, nous avons conçu l'anneau de *protection cutanée Brava® Convex*. Il est adapté aux personnes portant des stomies au niveau ou en dessous de la peau. Il préserve la peau et aide à prévenir les fuites – pour une vie active en bonne santé.

Adhérence de l'anneau de protection cutanée

- › Adhère solidement et compense les inégalités
- › Doux pour la peau

Protection cutanée bien connue de SenSura® Mio


- › Résistant même en présence d'effluents agressifs
- › Une grande flexibilité garantit une protection étanche lors des mouvements du corps

Conçu pour s'adapter parfaitement

- › Bords fortement inclinés pour offrir la convexité péristomiale requise
- › Bords extérieurs fins s'adaptant idéalement à la forme de la stomie

Facile à modeler

- › Modelable individuellement en forme ronde ou ovale pour adapter à la stomie
- › Conserve sa forme par la suite



Brava® Spray de retrait d'adhésif

Élimination facile d'adhésifs sur la peau

Le spray de retrait d'adhésif Brava® sert à enlever les substances qui adhèrent à la peau lors des soins de stomie, de continence et de lésions. Le spray à base de silicone préserve la peau et dissout en douceur l'adhésif, de sorte que les matériaux peuvent facilement se décoller.



Décollement facile de matériel médical adhésif

- › Pour éviter les traumatismes causés par les irritations en changeant la protection cutanée
- › Pour maintenir la santé de la peau



Application simple et adaptée à la peau

- › Ne brûle pas sur la peau – ne contient pas d'alcool
- › Doux pour la peau – le contenu à base de silicone garantit un décollement en douceur
- › Sèche en quelques secondes – n'affecte pas l'adhérence des dispositifs ultérieurs
- › Application de toutes les directions : le spray peut également être pulvérisé tenu à l'envers

Les tests l'ont montré

89% 

de force de traction en moins sur la peau au décollement du protecteur cutané*



La fonction protectrice de la peau est préservée.



Brava® Retrait d'adhésif spray et lingettes – disponible en spray ou en lingette.



* Les plaques de base Alterna®/Assura®, SenSura® et SenSura® Mio ont été testées. Les résultats proviennent d'enquêtes non publiées par Coloplast: Coloplast Lab Report. 2020. Data-on-file. VV-0286564.

Brava® Bandes adhésives

Pour un maintien additionnel



Les bandes adhésives Brava® améliorent et renforcent le maintien du protecteur cutané. Les bandes adhésives sont fabriquées dans un matériau élastique qui préserve la peau, avec la technologie BodyFit® qui épouse les mouvements du corps.

Avantages du produit



Facilite un mode de vie actif

- › Absorbe l'humidité et la transpiration
- › Conserve son élasticité lors d'activités physiques et d'exercices sportifs
- › Confère une plus grande sûreté aux utilisateurs qui requièrent plus d'adhérence, dans des moments intimes p. ex. ou dans la vie quotidienne



Maintient le dispositif en place

- › Empêche l'enroulement des bords de la plaque de base
- › Permet une fixation additionnelle du protecteur cutané-l'emploi de pansements n'est pas nécessaire
- › Complément lorsque la surface adhésive de la protection cutanée ne suffit pas



Souplesse d'application

- › S'applique en fonction des besoins; une bande, deux bandes ou plus peuvent s'employer

Variété de formes et de tailles – pour les besoins individuels



Brava® Bande adhésive «U»

Le renfort classique pour une sûreté supérieure et un maintien additionnel.



Brava® Bande adhésive «Y»

Les ailettes offrent un renfort latéral additionnel. Se prête à l'emploi sous les ceintures de stomie pour éviter les points de compression.



Brava® Bande adhésive «I»

Pour les protecteurs cutanés carrés.



Brava® Bande adhésive «XL»

Offre une très grande surface d'adhésion additionnelle. Adéquate pour l'obésité, en présence de hernies ou de protections cutanées SenSura® Mio Concave.

Protéger la peau

Brava® Protection cutanée

Film protecteur particulièrement doux pour la peau

- › Pour la prévention et le soulagement des problèmes de peau
- › Forme un film protecteur fin et respirant
- › Protège contre l'irritation cutanée causée par le contact avec les effluents et les adhésifs
- › La formule à base de silicone est particulièrement douce pour la peau et ne brûle pas
- › Le film se détache après chaque changement de protection cutanée, de sorte qu'aucune superposition ne peut avoir lieu
- › Disponible sous forme de spray ou de tissu



Brava® Crème de protection cutanée

Soins hydratants et protection des peaux irritées

- › Soulage les problèmes de peau liés à la sécheresse ou aux lésions
- › Forme une couche protectrice sur la peau pour prévenir les irritations et les frottements
- › Forme une protection déperlante
- › Hydrate, avec des extraits d'olive
- › Très économique
- › Ne nuit pas à l'adhérence du protecteur cutané

Brava® Plaque de protection

En raison de sa grande capacité d'absorption, la plaque de protection cutanée protège encore mieux contre l'humidité péristomiale et contribue ainsi à prévenir la macération cutanée

- › Consiste en un matériau très doux pour la peau et très absorbant en présence de suintements cutanés
- › La surface est adaptée à l'application des protecteurs cutanés
- › Peut se découper à la taille requise
- › Disponible en deux tailles



Brava® Poudre

Maintient la peau péristomiale sèche et réduit ainsi le risque d'irritation cutanée

- › Absorption ciblée de l'humidité
- › Prévention des irritations cutanées; la peau reste sèche

Ajustement individuel de la protection cutanée



Bandes modelables Brava®

Étanchéité du dispositif et de la stomie. Compensation des inégalités, des plis et des creux péristomiaux

- › Peuvent se modeler dans la forme requise selon les besoins (anneaux, bandes, etc.)
- › Peuvent s'appliquer sur la plaque de base ou directement sur la peau
- › Sans alcool, préservent bien la peau
- › Peuvent se doser individuellement et s'utiliser par morceaux
- › Ne sèchent pas dans leur enveloppe

Brava® Pâte sans alcool

Particulièrement douce pour la peau étanchéité du dispositif comme de la stomie et compense les inégalités péristomiales

- › Compensation et étanchéité individuelles
- › Très résistante, ne se dissout pas même en présence d'effluents agressifs
- › Conserve sa consistance même après l'application
- › Sans alcool, préserve très bien la peau



Ceinture Brava®

Maintient discrètement la protection cutanée en place et offre une sécurité supplémentaire

- › Fixation additionnelle de la protection cutanée notamment en présence d'anatomies difficiles
- › Discrète couleur gris clair, reste invisible sous des vêtements clairs également
- › Peut s'adapter à la circonférence pour toute corpulence
- › Fabriquée dans un matériau doux et agréable – pour un grand confort
- › Pour SenSura® Mio avec quatre points de fixation
- › Pour Assura® et SenSura® avec deux points de fixation
- › Disponible en deux longueurs chacune



Bandage de stomie Brava®

Le bandage de stomie Brava® facilite la prévention des hernies péristomiales et améliore le maintien

- › Matériau doux pour la peau et respirant, avec manchon intégré facilitant l'ouverture et la fermeture
- › Port confortable et stabilité
- › Si nécessaire, une ouverture pour le dispositif stomial peut se découper sans difficulté
- › Lavable en machine jusqu'à 40 degrés



Optimiser le changement de la protection cutanée

Brava® Nettoyant cutané

Nettoyage et soins doux, notamment pour la peau péristomiale

- › Contient de la provitamine B5
- › Ne contient aucun résidu huileux et n'affecte pas l'adhérence du protecteur cutané
- › Disponible dans un emballage souple refermable
- › Pratique en déplacement et pour un nettoyage confortable à la maison



Brava® lubrifiant désodorisant

Le lubrifiant humidifie les parois intérieures de la poche et les rend glissantes pour éviter qu'elles n'adhèrent entre elles

- › Les effluents glissent directement dans la partie inférieure de la poche pour en faciliter la vidange
- › Neutralise les odeurs désagréables lors de la vidange
- › Disponible en flacon économique ou en portions individuelles pour les déplacements



Aperçu de la gamme

Adaptation individuelle des soins

Brava® Anneau protecteur modelable Plus



Référence	Epaisseur/mm	Taille de l'orifice ø anneau	Unités	Pharmaco- code
120351	2,5	18 mm 48 mm	10	6684554
120371	2,5	27 mm 57 mm	10	6684560
120391	2,5	34 mm 64 mm	10	6684577
120451	4,2	18 mm 48 mm	10	6684583
120471	4,2	27 mm 57 mm	10	6684608
120491	4,2	34 mm 64 mm	10	6684614

Brava® Anneau protecteur Convex



Référence	Epaisseur/mm	Taille de l'orifice ø anneau	Unités	Pharmaco- code
120901	8,2	20 mm 60 mm	10	7811970
120911	8,2	25 mm 65 mm	10	7811971
120921	8,2	30 mm 70 mm	10	7811972
120931	8,2	35 mm 75 mm	10	7811973
120941	8,2	40 mm 80 mm	10	7811974
120951	8,2	45 mm 85 mm	10	7811975

Brava® Anneau modelable



Référence	Epaisseur/mm	Taille de l'orifice ø anneau	Unités	Pharmaco- code
120307	2,0	18 mm 48 mm	30	5329236
120427	4,2	18 mm 48 mm	30	5329242

Brava® Bandes modelables



Référence	Produit	Contenu/g	Unités	Pharmaco- code
026555	Bandes	Lot de 6	10	6980755

Brava® Bandes adhésives



Référence	Produit	Unités	Pharmaco- code
120700	U	20	5329213
120720	Y	20	6076010
120740	I	20	6076027
120760	XL	20	7558076

Brava® Pâte sans alcool



Référence	Produit	Contenu/g	Unités	Pharmaco- code
120500	Tube	60	01	5334071

Brava® Ceinture

Adaptée au matériel élastique SenSura® Mio, avec quatre points de fixation



Référence	Taille/cm	Unités	Pharmaco- code
004230	100 (Standard)	01	5773497
004240	155 (XXL)	01	5773480

Adaptée au matériel élastique SenSura® et Assura®, avec deux points de fixation



Référence	Taille/cm	Unités	Pharmaco- code
004215	100	01	6980749
004220	135	01	5329265

Brava® Bandage de stomie



Référence	Taille	Circonférence abdominale/cm	Unités	Pharmaco- code
120030	S	74-82	01	7781705
120040	M	78-90	01	7781706
120050	L	86-98	01	7781707
120060	XL	94-106	01	7781708
120070	2XL	102-116	01	7781709
120080	3XL	112-130	01	7781710
120090	4XL	126-148	01	7781711

Protection et soins cutanés

Brava® Spray et lingettes de protection cutanée Sans alcool



Référence	Produit	Contenu/ml	Unités	Pharmacode
120205	Spray	50	01	5329271
120215	Lingettes	—	30	5329288

Brava® Crème de protection cutanée à l'extract d'olive



Référence	Produit	Contenu/ml	Unités	Pharmacode
120005	Tube	60	01	5329259

Brava® Plaque de protection CURAGARD®



Référence	Taille/cm	Unités	Pharmacode
032105	10 × 10	10	6980732

Brava® Poudre



Référence	Produit	Contenu/g	Unités	Pharmacode
019075	Flacon	25	01	5329294

Changement de dispositif optimisé

Brava® Spray de retrait d'adhésif Sans alcool



Référence	Produit	Contenu/ml	Unités	Pharmacode
120105	Spray	50	01	5614698
120115 ¹	Lingettes	—	30	7824306

Brava® Nettoyant cutané 1 commande = 3 softpacks; 1 softpack = 15 lingettes



Référence	Produit	Unités	Pharmacode
120800	Lingettes	45	6572393

Brava® lubrifiant désodorisant



Référence	Produit	Contenu/ml	Unités	Pharmacode
120600	Sachet	7,5	20	5329207
120610	Flacon	240	01	5329199

¹ Disponible à partir du printemps 2022

Informations complémentaires sur nos produits de protection et de soins cutanés Brava® sur le site www.coloplast.ch