

*Die Versorgung,
die zu mir passt*

SenSura® Mio



Einzigartige Versorgung für einzigartige Menschen

Gestalten Sie Ihr Leben, wie Sie es wollen. Wir bei Coloplast wollen Ihre Lebensqualität dauerhaft steigern – damit Sie Ihr Leben in vollen Zügen geniessen können. Das heisst für uns, das Auftreten von Leckagen zu reduzieren. Das umfangreiche Sortiment von SenSura® Mio mit einer Vielzahl von innovativen Eigenschaften hilft Ihnen dabei, Ihren Alltag nach Lust und Laune zu gestalten.

Drei Körperprofile – drei Versorgungslösungen



SenSura® Mio

Für ebenmässige Körperprofile


Plane Produkte für die Anwendung auf ebenmässigen Umgebungen.



SenSura® Mio Konvex

Für nach innen gewölbte Körperprofile

Unterschiedlich stark konvex geformte Produkte, für tiefer liegende Stomata oder Stomata mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf.



SenSura® Mio Konkav

Für nach aussen gewölbte Körperprofile

Konkave Produkte für die Anwendung bei z. B. Bauchrollen, Adipositas, Hernien und Schwangerschaft.

SenSura® Mio – Eigenschaften

Jeder Mensch und auch jede Bauchoberfläche ist anders. Körper- und Bauchform verändern sich im Laufe des Tages durch Bewegung, oder auch über die Jahre – etwa durch Gewichtszu- oder -abnahme. Die von Coloplast entwickelte BodyFit Technologie® folgt, aufgrund ihrer Elastizität, sicher individuellen Körperformen und Bewegungen.

Sicherer Sitz. Gutes Gefühl.

Elastischer Hautschutz

Der Hautschutz sorgt für eine besonders sichere Haftung und gesteigerte Feuchtigkeitsaufnahme – beim Sport oder im Alltag.

Wirksamer Ringfilter

Fühlen Sie sich wohl, dank der einzigartigen Ringform des Vorfilters, die Ausscheidungen zurück hält und ein Aufblähen des Beutels so reduziert.

Lichtgrauer Textilstoff

Der Textilstoff aus einem lichtgrauen, hautfreundlichen und wasserabweisendem Material ist auch unter weisser Kleidung diskret und gibt Ihnen so ein gutes Tragegefühl.

SenSura® Mio Flex



Verschlussssystem: Klebung

Der Beutel wird mit der Klebefläche auf die Haftzone der Basisplatte geklebt. Die Versorgung ist so besonders flach, flexibel und anpassungsfähig.

SenSura® Mio Click

Verschlussssystem: Rastring

Ein gut hörbarer Klickton signalisiert, dass der Verschlussring geschlossen ist und Basisplatte und Beutel sicher miteinander verbunden sind.



Konvex ohne Kompromisse

SenSura® Mio Konvex

Ihr Leben ist in Bewegung. Sie sind in Bewegung. Schön, wenn es eine konvexe Stomaversorgung gibt, die sich Ihrem aktiven Alltag flexibel und sicher anpasst, ohne dass Sie dabei einen Kompromiss eingehen müssen.

SenSura® Mio Konvex hat eine anschmiegsame konvexe Schale, mit integrierten FlexLines, die sich jeder nach innen gewölbten Stomaumgebung anpasst und allen Bewegungen des Körpers sicher folgt.




Konkav – gemacht für individuelle Rundungen

SenSura® Mio Konkav

Haben Sie einen etwas runderen Bauch oder eine Hernie? Wirft Ihre plane Versorgung manchmal Falten und sitzt nicht ganz ideal? SenSura® Mio Konkav ist die erste Versorgung, die speziell für Stomaträger mit einer nach aussen gewölbten Körperform entwickelt wurde.

Der gewölbte, sternförmige Hautschutz mit BodyFit Technologie® umarmt die Rundung und reduziert so die Faltenbildung, vergrößert die Kontaktfläche zwischen sich und der stomaumgebenden Haut und sorgt so für eine optimale Haftung.



Mit dem SenSura® Mio Sortiment können Sie sich wieder sicher fühlen und das Leben in vollen Zügen genießen.

SenSura® Mio

»Nicht einmal
beim Sport
denke ich mehr
an meine
Versorgung.«

Egon, Stomaträger (Dänemark)



Das SenSura® Mio Sortiment

1-teilige Stomaversorgung für alle Stomaarten in planer, konvexer und konkaver Ausführung

Kolostomieversorgung



Ileostomieversorgung



Urostomieversorgung



2-teilige Stomaversorgung für alle Stomaarten in planer, konvexer und konkaver* Ausführung, sowie als Klebe- oder Rastringverbindung



*Konkave Versorgung nur mit Rastringverbindung

Sie möchten weitere Informationen zum SenSura® Mio Sortiment, beraten werden oder kostenfreie Produktmuster bestellen? Sie erreichen uns:

Telefonisch



Wir beraten Sie gern – nutzen Sie unser kostenfreies Service-Telefon 0800 777 070.

Im Netz



Alles schnell auf einen Blick – besuchen Sie uns im Internet: de.coloplast.ch/sensura-mio



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care / Voice and Respiratory Care

220NCMS202D / PM-26564

Coloplast AG, Euro Business Center, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Tel. +41 799 79 79, Fax +41 799 79 40, consumercare@coloplast.com www.coloplast.ch The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2023-05. All rights reserved Coloplast A/S

