

*La solution,
qui me convient*

SenSura[®]Mio



Des dispositifs uniques pour des personnes uniques

Organisez votre vie comme vous le souhaitez. Chez Coloplast, nous voulons améliorer durablement votre qualité de vie - pour que vous puissiez profiter pleinement de votre vie. Pour nous, cela signifie réduire l'apparition des fuites. La vaste gamme de SenSura® Mio avec une multitude de caractéristiques innovantes vous aide à organiser votre quotidien selon vos envies et vos besoins.

Trois profils corporels - trois solutions de soins



SenSura® Mio

Pour des profils corporels réguliers

produits plans pour une application sur des une pièce environnements réguliers.



SenSura® Mio Convexe

Pour les profils de corps bombés vers l'intérieur

différentes formes fortement convexes produits pour stomies profondes ou stomies nécessitant un soutien supplémentaire.



SenSura® Mio Concave

Pour les profils de corps bombés vers l'extérieur

Produits concaves pour une utilisation avec par exemple, les rouleaux abdominaux, l'obésité, les hernies ou la grossesse.

SenSura® Mio – Caractéristiques

Chaque personne et chaque surface abdominale sont différentes. La forme du corps et du ventre évolue au cours de la journée en raison des mouvements, mais aussi au fil des années, par exemple en raison d'une prise ou d'une perte de poids. La technologie BodyFit® mise au point par Coloplast répond aux besoins spécifiques de chaque personne. Elle suit grâce à son élasticité, les formes et les mouvements individuels du corps en toute sécurité.

Assise sûre et confortable. Bonne sensation.

Protection élastique de la peau

La protection de la peau assure une adhérence particulièrement sûre et une absorption accrue de l'humidité - pendant le sport ou au quotidien.

Un filtre circulaire efficace

Sentez-vous à l'aise grâce à la forme circulaire unique du pré-filtre, qui empêche les déjections retient et évite le gonflement du sac.

Tissu gris clair

Le tissu textile en gris clair, agréable pour la peau et hydrofuge, est également très discret sous les vêtements blancs et vous donne ainsi un bon confort de port.

SenSura® Mio Flex

Système de fermeture : collage

La poche est appliquée avec la surface adhésive sur la zone adhésive de la plaque de base est collée. Le dispositif est ainsi particulièrement plat, flexible et adaptable.

SenSura® Mio Click

Système de fermeture : anneau d'arrêt

Un clic bien audible signale que la bague de fermeture est fermée et que la plaque de base et la poche sont bien fixées l'une à l'autre et qu'elles sont donc reliées.



Convexe sans Compromis

SenSura® Mio Convexe

Votre vie est en mouvement. Vous êtes en mouvement. C'est bien d'avoir un dispositif convexe, qui s'adapte de manière flexible et sûre à votre quotidien actif, sans que vous ayez besoin de faire des compromis.

SenSura® Mio Convexe a une forme convexe souple avec FlexLines intégrées, qui s'adapte à toutes les situations. Il s'adapte à la forme bombée de la stomie et suit tous les mouvements du corps.



Concave - fait pour les formes individuelles Courbes

SenSura® Mio Concave

Vous avez un ventre un peu plus rond ou une hernie ? Votre dispositif plane fait parfois des plis et n'est pas toujours bien ajusté et tout à fait idéal ? SenSura® Mio Concave est le premier dispositif, spécialement conçu et développé pour les porteurs de stomie avec une forme plus ronde.

La protection cutanée bombée en forme d'étoile avec la technologie BodyFit® embrasse la courbure et réduit ainsi la formation de plis, augmente la surface de contact avec la peau et assure ainsi une adhérence optimale.



Avec la gamme SenSura® Mio, vous pouvez à nouveau vous sentir en sécurité et profiter pleinement de la vie.

SenSura[®]Mio

*» Même en faisant
du sport, je ne
pense plus à
ma stomie «*

Porteur de stomie (Danemark)



La gamme SenSura[®] Mio

Appareillage de stomie en une pièce pour tous les types de stomie en version plane, version convexe et concave

Soins de colostomie



Soins d'iléostomie



Soins d'urostomie



Traitement de stomie en deux pièces pour tous les types de stomie en version plane, convexe et concave*, ainsi qu'en version adhésive ou raccord par anneau d'arrêt



*Alimentation concave uniquement avec connexion par anneau d'arrêt

Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la gamme SenSura[®] Mio recevoir des conseils ou des échantillons gratuits commander des produits ? N'hésitez pas à nous contacter :

Par téléphone



Nous vous conseillons volontiers – utilisez notre service gratuit est à votre disposition téléphone 0800 777 070.

Sur le web



Tout en un clin d'œil – visitez-nous sur Internet:

fr.coloplast.ch/sensura-mio



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care / Voice and Respiratory Care

220NCMS202F / PM-26565

Coloplast AG, Euro Business Center, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Tel. +41 799 79 79, Fax +41 799 79 40, consumercare@coloplast.com www.coloplast.ch The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2023-04. All rights reserved Coloplast A/S

 **Coloplast**