

Bandage de stomie Brava®

Confortable soutien des rondeurs et des hernies

Commercialisé par  Coloplast

36% des porteurs de stomie développent une courbure péristomiale dans les 400 jours suivant l'opération¹

Le bandage de stomie Brava offre un soutien confortable des rondeurs et vise à prévenir les hernies péristomiales.

Matériau élastique respirant

De port agréable, épouse bien la morphologie.

Pratique fermeture à manchon

Facilite la pose, l'ajustement et le retrait du bandage.


Zone renforcée avec perforation individualisée

Pour fixer la poche de stomie et limiter le risque de hernie.

Relief en silicone antidérapant

Empêche le bandage de se retrousser ou de glisser pendant le port.

NOUVEAU



Bandage de stomie Brava®

Ajustement stable à l'abdomen

Matériel sans couture totalement extensible pour un ajustement confortable.

Personnalisable

Le matériel renforcé ne s'effiloche pas une fois découpé.

Maniement facile

Pratique fermeture à manchon pour la pose, l'ajustement et le retrait.



94%
trouvent le
bandage agréable
à porter²

Taille	Circonférence de l'abdomen en cm*	Référence	Unités par paquet
S	74-82	12003	1
M	78-90	12004	1
L	86-98	12005	1
XL	94-106	12006	1
2XL	102-116	12007	1
3XL	112-130	12008	1
4XL	126-148	12009	1

* Circonférence maximum à l'endroit du port



 Veuillez lire le mode d'emploi avec soin avant l'utilisation du produit.

Visitez le site www.coloplast.ch

Se combine bien avec SenSura® Mio Concave

Conçu pour les zones péristomiales bombées

55% des personnes qui vivent avec une courbure péristomiale voient leur qualité de vie nettement diminuer.³ Si votre patient constate des fuites, il peut se révéler avantageux pour lui d'opter pour une plaque de base mieux adaptée à sa morphologie.

89% des utilisateurs jugent bonne/très bonne l'assise de SenSura Mio Concave pour les zones péristomiales bombées.⁴



- Andersen R. M., Klausen T. W., Danielsen A. K., et al. (2018). Incidence and risk factors for parastomal bulging in patients with ileostomy or colostomy: a register-based study using data from the Danish Stoma Database Capital Region. *Colorectal Dis*, 20(4):331-340.
- Brava Ostomy Support Belt Product Evaluation Report (CP316PE) . Data on file. 2019. VV-0253234.
- Krogsgaard, M., Watt, T., Danielsen, A. K., et al. Impact of a Parastomal Bulge on Quality of Life - A Cross-sectional Study of Patients From the Danish Stoma Database. *Ann Surg*. 2019.
- SenSura Mio Concave product evaluation. 2018. Data on file. 299 nurses and 905 users. PM-10702.

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

 Tytex A/S, Industrivej 21, DK-7430 Ikast 

Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danemark.
Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. © [2020-09] Tous droits réservés, Coloplast A/S. PM-12763

 **Coloplast**