


Biatain® Superabsorber

Hohe Absorptions-
fähigkeit für sehr
stark exsudierende
Wunden



Biatain® Superabsorber

Für alle Hauttypen geeignet – auch für brüchige und fragile Altershaut!



Das Wundexsudat spielt eine wesentliche Rolle im Heilungsprozess.



Eine übermäßige Exsudatproduktion kann jedoch die Heilung verzögern und Komplikationen verursachen.

Ihre Unterstützung für die Behandlung sehr stark exsudierender Wunden



Effektive Absorption und Retention zur Förderung der Wundheilung



Schützt den Wundrand und die wundumgebende Haut vor Mazeration



Einfach in der Anwendung* – entwickelt für eine rückstandslose Entfernung

Fühlen Sie den Unterschied!

Biatain® Superabsorber ist besonders weich und flexibel.



Für jede Herausforderung die passende Versorgung:
Hier finden Sie hilfreiche Tipps zur Fixierung



Helfen Sie mit effektivem Exsudatmanagement, die Lebensqualität Ihrer Patienten zu verbessern!

*Coloplast Data-on-File 2023 basierend auf standardisierten Tests

Biatain® Superabsorber absorbiert, schützt und hält Exsudat sicher zurück

Topfilm
atmungsaktiv und wasserabweisend

Absorbierende Schicht
reduziert die Aktivität von Proteasen

Tuchgewebeschicht

Transferschicht

Wundkontaktschicht
sanft zur Haut




Kann mehr als
das 15-fache seines
Eigengewichts
aufnehmen



Erfahren Sie mehr über
Biatain® Superabsorber

Leistung die überzeugt!**

Biatain® Superabsorber ist ein weicher, nicht-haftender Wundverband, der sehr grosse Mengen an Exsudat aufnehmen kann und gleichzeitig die empfindlichen Wundränder und die wundumgebende Haut vor Mazeration schützt.



Biatain® Superabsorber ist in vielen Grössen erhältlich!



Artikel-Nr.	Grösse/cm	Wundkissen/cm	St./VE	Pharmacode	MiGeL Nr.
336000	7,5 x 7,5	5,5 x 5,5	10	1122367	35.05.05.02.1
336020	12 x 12	10 x 10	10	1122368	35.05.05.03.1
336040	12 x 22	10 x 20	10	1122369	35.05.05.04.1
336050	15 x 15	13,5 x 13,5	10	1122370	35.05.05.04.1
336070	20 x 25	18 x 23	10	1122371	35.05.05.05.1
336100	25 x 45	23 x 43	10	1122373	35.05.05.08.1

**Alle anderen Produkte wurden auf Grundlage eines Marktanteils von ≥10 % in der Kategorie der Superabsorber ausgewählt. Data on file VW-0557744. Basierend auf Labordaten. Daten dargestellt als Mittelwert ±SD